

## ■ その他の商品

### ■ 骨盤ベルト NS300 (S・M・L)

シリコンパット2箇所

マジック2箇所



- ☆ノンスリップ構造=要所にシリコンパットを使用
- ☆フレックスフィット=固定力の調節が可能
- ☆フロントWテンション=しっかりしたホールドとしなやかさ

### ■ 捻挫用アンクル NS400 (S・M)



- ☆下腿支持部は曲面仕上げ  
なのでくるぶしにピッタリフィット
- ☆低反発材を内面全体に使用  
しているのでとてもソフトなホールド感
- ☆ハーフオープン構造なので  
装着し易く幅広いサイズに適合

### ■ リウマチ用アンクル NS500 (S・M)



## ■ 600人の臨床データで効果を確認

済生会松山病院リハビリテーションセンターや愛媛県産業技術研究所などからご指導をいただき、患者さんに心地よくフィットし真に効果のある商品を開発をしています。



リバースモーションブレースの開発においては、多くの患者さんから臨床試験の協力を得て、装着感・ズレの有無・痛みの軽減度合いなどの評価をいただきました。

また装具の形状と強度においては荷重試験とヒステリシスのデータを分析して改良を重ね、商品化に至りました。



## ■ お問い合わせ先

本商品の仕様・デザインは予告無く変更する場合があります 2010\_07

製造元: 有限会社 愛トリノ 医療と福祉の  
ニーズに応える

本社 〒790-0822  
愛媛県松山市高砂町3丁目2番地15号

開発・製造部門 〒791-8026  
愛媛県松山市山西町997-1  
(有)愛トリノ 装具開発室  
TEL:089-953-3950  
FAX:089-953-3990  
E-mail: info@aitorino.sunnyday.jp  
URL: http://aitorino.sunnyday.jp